



DOSAGES PER-OPERATOIRES DE LA PARATHORMONE

Date : __ / __ / __

Prescripteur :

Coller une étiquette patient

Indication :

Suivi de l'évolution de la PTH après exérèse d'un adénome.
Calcul des rapports PTH (après exérèse) / PTH avant exérèse, à différents temps si nécessaire.

Matériel :

- 3 tubes EDTA (bouchon mauve)

Déroulement du test + examens à réaliser

Ne pas envoyer cette feuille au laboratoire

	T0		T1 20 min après exérèse	T2 Si nécessaire, sur avis du chirurgien
PTH	X	EXERESE DE L'ADENOME	X	X
Calcul du rapport PTH (Tx) / PTH (T0)			X	X
Tubes à prélever	1 EDTA (bouchon mauve)		1 EDTA (bouchon mauve)	1 EDTA (bouchon mauve)

Sur chaque tube, **noter impérativement le temps du test correspondant.**

Après chaque prélèvement, **l'acheminer immédiatement**, accompagné de la page correspondante de ce document au laboratoire via le sas (caisse « urgents hors SAU »).



HCC
Laboratoires
39 avenue de la
Liberté
68024 COLMAR

TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054
Version : 00
Applicable le : 01-10-2018



DOSAGE PER-OPERATOIRE DE LA PARATHORMONE T0 = Avant exérèse de l'adénome

Date : __/__/__

Heure du premier prélèvement à T0 (avant exérèse) : __ h __

Prescripteur :
Préleveur :

N° de tél auquel transmettre le résultat au chirurgien :

Coller une étiquette patient

Déroulement du test + examens à réaliser

	T0
PTH	X

Tubes à prélever	1 EDTA (bouchon mauve)
------------------	---------------------------

Sur le tube, **noter impérativement T0 pré-op**

Dès la fin du prélèvement, **l'acheminer immédiatement**, accompagné de cette page au laboratoire via le sas (caisse « urgents autres »).

Saisie au laboratoire :

*Il s'agit d'un prélèvement effectué avant une exérèse d'un adénome.
Nous recevrons un ou plusieurs prélèvements après exérèse*

Etiquette Prescription

1. Enregistrer le dossier :

PTH per-opératoires (dans formulaire Glims Biochimie générale, onglet « T. dynamiques ») OU **code panel LPTHOP**

2. Mettre l'heure du T0 par le service en heure de prélèvement du dossier.

Le dossier est automatiquement enregistré en « URGENT »

3. Coller l'étiquette T0 sur le prélèvement

ATTENTION : il est noté « jaune gel » sur les étiquettes Glims, mais dans ce cadre, nous réalisons le dosage de la PTH sur plasma EDTA, ce qui permet de s'affranchir des 30 min de prise en masse du caillot. Ne pas saisir de non-conformité à ce sujet.

4. Coller l'étiquette prescription sur cette feuille dans l'emplacement prévu à cet effet et scanner la feuille.

5. Conserver cette feuille de prescription ainsi que l'ensemble des étiquettes restantes au tri, au niveau de l'étagère centrale et mettre place le panneau « Test dynamique en cours »



HCC
Laboratoires
39 avenue de la
Liberté
68024 COLMAR

TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054
Version : 00
Applicable le : 01-10-2018



DOSAGES PER-OPERATOIRES DE LA PARATHORMONE T1 = 20 min après exérèse de l'adénome

Date : __ / __ / __

Heure du T1 : __ h __

Préleveur :

Coller une étiquette patient

Déroulement du test + examens à réaliser

	T1
PTH	X
Calcul du rapport PTH (T1) / PTH (T0)	X
Tubes à prélever	1 EDTA (bouchon mauve)

Sur le tube, **noter impérativement T1**

Dès la fin du prélèvement, **l'acheminer immédiatement**, accompagné de cette page au laboratoire via le sas (caisse « urgents autres »).

Saisie au laboratoire :

Il s'agit d'un prélèvement effectué après une exérèse d'un adénome parathyroïdien

ATTENTION : Le dossier a déjà été enregistré à la réception du premier prélèvement

Etiquette Prescription

1. **Récupérer les étiquettes du dossier**, qui doivent se trouver avec la première feuille de prescription au tri, au niveau de l'étagère centrale
2. **Coller l'étiquette T1 sur le prélèvement**
ATTENTION : il est noté « jaune gel » sur les étiquettes Glims, mais dans ce cadre, nous réalisons le dosage de la PTH sur plasma EDTA, ce qui permet de s'affranchir des 30 min de prise en masse du caillot. Ne pas saisir de non-conformité à ce sujet.
3. **Coller l'étiquette prescription** sur cette feuille dans l'emplacement prévu à cet effet et **scanner la feuille**.
4. **Conserver cette feuille de prescription** avec la première feuille de prescription ainsi que l'ensemble des étiquettes restantes au tri, au niveau de l'étagère centrale.

PS : si au bout de quelques heures nous ne recevons pas de T2, discontinuer les examens correspondant au T2 (souvent le T1 suffit), jeter les étiquettes restantes, ranger les feuilles de prescription et retirer le panneau « Test dynamique en cours »



HCC
Laboratoires
39 avenue de la
Liberté
68024 COLMAR

TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054
Version : 00
Applicable le : 01-10-2018



DOSAGES PER-OPERATOIRES DE LA PARATHORMONE T2

Date : __/__/__

Heure du T2 : __ h __, soit min après l'exérèse

Préleveur :

Coller une étiquette patient

Déroulement du test + examens à réaliser

	T2
PTH	X
Calcul du rapport PTH (T2) / PTH (T0)	X
Tubes à prélever	1 EDTA (bouchon mauve)

Sur le tube, **noter impérativement T2**

Dès la fin du prélèvement, **l'acheminer immédiatement**, accompagné de cette page au laboratoire via le sas (caisse « urgents autres »).

Saisie au laboratoire :

Il s'agit d'un prélèvement effectué après une exérèse d'un adénome parathyroïdien

ATTENTION : Le dossier a déjà été enregistré à la réception du premier prélèvement

Etiquette Prescription

1. **Récupérer les étiquettes du dossier**, qui doivent se trouver avec les premières feuilles de prescription au tri, au niveau de l'étagère centrale
2. **Coller l'étiquette T2 sur le prélèvement**
ATTENTION : il est noté « jaune gel » sur les étiquettes Glims, mais dans ce cadre, nous réalisons le dosage de la PTH sur plasma EDTA, ce qui permet de s'affranchir des 30 min de prise en masse du caillot. Ne pas saisir de non-conformité à ce sujet.
3. **Coller l'étiquette prescription** sur cette feuille dans l'emplacement prévu à cet effet et **scanner la feuille**.
4. **Retirer le panneau « Test dynamique en cours »**