



HCC
Laboratoires
39 avenue de la
Liberté
68024 COLMAR

TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054
Version : 00
Applicable le : 01-10-2018



TEST AU GLUCAGON (Protocole : Dr SMAGALA)

Date prévue du test : __/__/__
Date effective du test : __/__/__

Heure du premier prélèvement : __ h __

Préleveur :

Prescripteur :

Coller une étiquette patient

Indication :

Recherche d'une réserve sécrétoire pancréatique

Précautions particulières :

PATIENT A JEUN DEPUIS LA VEILLE AU SOIR

Matériel :

Produit administré : **GLUCAGON 1 mg IV = GLUCAGEN**

3 tubes fluorés (bouchon gris) + 3 tubes secs (bouchon jaune)

Déroulement du test + examens à réaliser

	T0 - 10'	T0 - 1'	T0	T0 + 6'
Actes/produits à administrer	POSE VVP		Injection lente IV en 2' du GLUCAGON 1 mg IV = GLUCAGEN	
Glucose	X	X		X
C-peptide	X	X		X
Tubes à prélever	1 Fluoré (bouchon gris) 1 sec (bouchon jaune)	1 Fluoré (bouchon gris) 1 sec (bouchon jaune)		1 Fluoré (bouchon gris) 1 sec (bouchon jaune)

Sur chaque tube, **noter impérativement le temps du test correspondant.**

Dès la fin du test, acheminer l'intégralité des prélèvements au laboratoire via le sas.

Saisie au laboratoire :

Glu/Cpep 3 tps (dans formulaire Glims Biochimie générale, onglet « T. dynamiques », rubrique « Test au glucagon») **OU code panel GLUC.**
Mettre l'heure du premier prélèvement indiquée par le service en heure de prélèvement du dossier.