

HCC Laboratoires 39 avenue de la Liberté 68024 COLMAR

TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054 Version : 00 Applicable le : 01-10-2018



TEST SYNACTHENE INSUFFISANCE SURRENALIENNE (Protocole : Dr SMAGALA)

Date prévue du test ://_ Date effective du test ://	
Heure du premier prélèvement : h	Coller une étiquette patient
Préleveur :	
Prescripteur :	

Indication:

Insuffisance surrénalienne

<u>Précautions particulières :</u>

Le patient doit rester à jeun pendant toute la durée du test Injection IM (ou IV uniquement si anticoagulation ou si contre-indication à l'injection IM)

Matériel:

- Produit administré : 1 ampoule de 250µg de SYNACTHENE IMMEDIAT (0,25 mg)
- 2 tubes secs (bouchon jaune) + 1 tube EDTA (bouchon mauve) + 1 pain de glace

Déroulement du test + examens à réaliser

	T 0	T 60 min
ACTH	X	
Cortisol	X	X

	1 EDTA (bouchon mauve)	1 sec (bouchon jaune)
Tubes à prélever	sur glace	
·	1 <mark>sec</mark> (bouchon jaune)	

Produit à administrer	Injection d'1 ampoule de 250µg de SYNACTHENE	
1 Todak a darimiotroi	IMMEDIAT	

Sur chaque tube, noter impérativement le temps du test correspondant.

Dès la fin du test, acheminer l'intégralité des prélèvements au laboratoire via le sas (caisse « urgents autres »)

Saisie au laboratoire :

XTest IM 2 tps (dans formulaire Glims Biochimie générale, onglet « T. dynamiques », rubrique « Test au synacthène ») Ou code panel SYNIM. Mettre l'heure du premier prélèvement indiquée par le service en heure de prélèvement du dossier.