

Diagnostic biologique du syndrome des antiphospholipides

Anticorps anti-phospholipides non conventionnels

Identité du patient :	
Age :	Sexe : M/F

Médecin prescripteur :
Service :

1. Signes cliniques :

- Thromboses, en préciser la localisation :
- Syndrome catastrophique des anti-phospholipides
- Thromboses artérielles
- Thromboses veineuses
- Complications obstétricales, préciser
- Asymptomatique
- Premier évènement thrombotique ou obstétrical

2. Etiologie primaire ou secondaire :

- Primaire
- Associé à un lupus
- Associé à une hépatite auto-immune
- Associé à une autre étiologie auto-immune, préciser :
- Autre situation, préciser :

3. Marqueurs biologiques conventionnels :

- Lupus anticoagulant (ACC) :** Absence Non déterminé (patient sous AOD)
- Présence, entourer les tests positifs : APTT, DRVVT, SCT
- Persistance confirmée à 12 semaines Non confirmée à 12 semaines

Anticorps anti-	IgG	IgM
Cardiolipines	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé
Bêta2-GP1	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé

4. Autres marqueurs biologiques non-conventionnels (si déjà déterminés) :

Anticorps anti-	IgG	IgM
phosphatidyl-éthanolamine	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé
phosphatidylsérine	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé
annexine V	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé
prothrombine	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé
antiphosphatidylsérine/ prothrombine (PS/PT)	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé	<input type="checkbox"/> positif <input type="checkbox"/> négatif <input type="checkbox"/> non déterminé

- Anticorps anti-bêta2GP1 IgA positif négatif non déterminé
- Anticorps anti-bêta2GP1 Domain I IgG positif négatif non déterminé
- Autre, préciser la cible et l'isotype :
-