

Procédure à respecter pour le prélèvement d'un **CARYOTYPE POSTNATAL/ CONSTITUTIONNEL/SANGUIN (ENFANT DE MOINS DE 6 ANS)**

PRELEVEMENT

- 1 à 2 ml de sang total. **Ne pas centrifuger. Ne pas congeler**
- Prélever sur tube **d'héparine lithium** de contenance 2 ml (disponible sur demande)
- Conservation à température ambiante
- Les prélèvements peuvent être effectués du **lundi au vendredi** et doivent nous parvenir le jour même

Nous contacter si possible 24 h à l'avance pour la collecte du prélèvement -

ADMINISTRATIF

- Joindre au prélèvement :
 - 1) la fiche de renseignements cliniques pour Caractéristiques Génétique d'une personne dûment complétée.
 - 2) l'attestation signée du prescripteur et le consentement signé de la patiente.
 - 3) l'original de la prescription médicale.
 - 4) une copie de la carte de sécurité sociale.
 - 5) le bon de commande pour les patientes hospitalisées.

PRISE EN CHARGE

La **PRISE EN CHARGE** (tiers payant) ne sera effectuée
que si les pièces suivantes sont jointes :

- l'original de la prescription médicale
- la photocopie de la carte de sécurité sociale
- le bon de commande pour les enfants hospitalisés

Secrétariat Médical

Nos secrétaires sont présentes du lundi
au vendredi de 8h30 à 18h00

Téléphone : 01 34 40 20 20

Fax : 01 34 40 21 29

E mail : SRC@lab-cerba.com