

LABORATOIRE D'IMMUNOLOGIE

Chef de Service

Siamak BAHRAM, PU-PH

Maître de Conférence des Universités – Praticien Hospitalier

Mirjana RADOSAVLJEVIC

Raphaël CARAPITO

Praticien Hospitalier

Isabelle JAHN

Benoit NESPOLA

Cadre de Santé

Denise ZINCK

Secrétariat

Tél. 03 69 55 07 23

Fax 03 69 55 19 38

NOTE D'INFORMATION

Rappel des recommandations pour le test fonctionnel « phagocytose » qui étudie l'explosion oxydative des polynucléaires neutrophiles (Dépistage de la CGD)

Le prélèvement d'un sujet sain doit OBLIGATOIREMENT être réalisé et acheminé avec celui du patient (même lieu, même jour, même heure).

Ce prélèvement sera identifié avec son étiquette spécifique et la mention TEMOIN et mis dans le même sachet d'acheminement.

En l'absence du tube TEMOIN, l'analyse ne sera pas réalisée.

Echantillons à prélever :

- 1 tube héparine de lithium sans gel b. vert foncé du **patient et**
- 1 tube héparine de lithium sans gel d'un **sujet sain témoin**

➤ **Le tube du sujet sain est obligatoire, en son absence l'analyse ne sera pas réalisée**

Délai d'acheminement:

- Dans les 24 h suivant le prélèvement du lundi au vendredi 14h
- Les dosages ne seront pas effectués sur des échantillons parvenant au laboratoire le vendredi après 14h, samedi, dimanche et jours fériés

Mirjana Radosavljevic

Responsable du secteur Immunologie Cellulaire