



HCC
Laboratoires
39 avenue de la
Liberté
68024 COLMAR

TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054
Version : 00
Applicable le : 01-10-2018



TEST A LA LH-RH PEDIATRIE (Protocole : Dr MANGIN)

Date prévue du test : __/__/__
Date effective du test : __/__/__

Heure du premier prélèvement : __ h __

Préleveur :

Prescripteur :

Coller une étiquette patient

Indication :

Recherche de puberté précoce ou bilan de retard pubertaire

Précautions particulières :

L'enfant viendra si possible à jeun, depuis la veille, à l'hôpital de jour.
Il est autorisé à manger après le T + 20'

Matériel :

- Produits administrés : **Relefact 1 ampoule IV par m²**
- 1 cathlon (permet d'injecter le LH-RH, et de faire les différents prélèvements)
- 5 tubes **secs** (bouchon jaune)

Déroulement du test + examens à réaliser

	T0	T0 + 20'	T0 + 40'	T0 + 60'	T0 + 90'
Actes /Produit administré	Mise en place du cathlon Injection de Relefact 1 ampoule IV par m²				
FSH	X	X	X	X	X
LH	X	X	X	X	X
Tubes à prélever	1 sec (bouchon jaune)	1 sec (bouchon jaune)	1 sec (bouchon jaune)	1 sec (bouchon jaune)	1 sec (bouchon jaune)

Sur chaque tube, **noter impérativement le temps du test correspondant.**
Dès la fin du test, acheminer l'intégralité des prélèvements au laboratoire via le sas.

Saisie au laboratoire :

Pédiatrie 5 tps (dans formulaire Glims Biochimie générale, onglet « T. dynamiques », rubrique « Test à la LH-RH ») OU **code panel LHRH**
Mettre l'heure du premier prélèvement indiquée par le service en heure de prélèvement du dossier