



HCC
Laboratoires
39 avenue de la
Liberté
68024 COLMAR

TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054
Version : 00
Applicable le : 01-10-2018



TEST AU SYNACTHENE PEDIATRIE (Protocole : Dr MANGIN)

Date prévue du test : __/__/__
Date effective du test : __/__/__

Heure du premier prélèvement : __ h __

Préleveur : _____ Prescripteur : _____

Coller une étiquette patient

Indication : Recherche de maladie surrénalienne, de bloc enzymatique.

Précautions particulières :

- A jeun depuis la veille et durant l'épreuve
- Position allongée pendant tout le test
- **Début de l'épreuve à 8 heures**

Matériel :

- Produit administré : 0.125 mg (si < 18 mois) ou 0.25 mg (si > 18 mois) de **SYNACTHENE immédiat IV**
- 8 tubes **secs** (bouchon jaune) + 3 tubes **EDTA** (bouchon mauve) + 1 pain de glace

Déroulement du test + examens à réaliser

	T0 - 30'	T0	T0 + 60'	T0 + 90'
Cortisol	X	X	X	X
ACTH	X	X		
17OH progestérone	X	X	X	X
Delta-4-androstenedione	X	X	X	X
DHEA	X	X	X	X
S-DHEA		X		
Testostérone totale		X		
Rénine		X		
Composé S (cocher si besoin, à tous les temps)				
17OH pregnénolone (cocher si besoin, à tous les temps)				

Tubes à prélever	1 EDTA sur glace 2 secs	1 EDTA sur glace 1 EDTA 2 secs	2 secs	2 secs
------------------	---	---	---------------	---------------

Produit à administrer		Injection de 0.125 mg (si < 18 mois) ou 0.25 mg (si > 18 mois) de SYNACTHENE immédiat IV		
-----------------------	--	---	--	--

Sur chaque tube, **noter impérativement le temps du test correspondant.**

Dès la fin du test, acheminer l'intégralité des prélèvements au laboratoire via le sas (caisse « urgent autre »)

Saisie au laboratoire :

8 analyses, 4 tps (dans formulaire Glims Biochimie générale, onglet « T. dynamiques », rubrique « Test au synacthène ») OU **code panel SYNS**

Si composé S + 17OH pregnénolone : 10 analyses, 4 tps ou **code panel SYNC**

Mettre l'heure du premier prélèvement indiquée par le service en heure de prélèvement du dossier.